

ISTRUZIONI D'USO

Art. PK08

POLSIERA VOLARE CON CONTROLLO 1° RAGGIO

Grazie per aver scelto NewellMed, sinonimo di qualità e competenza nel settore ortopedico. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del presidio.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Indicata nel recupero post operatorio e nei casi necessiti il controllo della mobilità del polso.

PRECAUZIONI D'USO

-Posizionare il tutore senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori.

-Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al Tecnico Ortopedico di fiducia.

-Si consiglia di indossare il dispositivo lontano da fiamme libere.

- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale.

MANUTENZIONE

-Lavaggio a mano con temperature max 30° utilizzando sapone neutro.

-Non candeggiare

-Non stirare

-Asciugare lontano da fonti di calore e conservare in luoghi freschi



APPLICAZIONE

- 1) Calzare il tutore inserendo il pollice nella apposita guaina e con il puntale di velcro prossimale alle dita chiuso.
- 2) Chiudere i rimanenti puntali velcro con successione dalle dita al polso e riposizionare correttamente il puntale prossimale alle dita. Il dispositivo deve risultare aderente.
- 3) Regolare la chiusura al pollice.
- 4) Stabilizzare il controllo con il cinturino al polso.

N.B. La polsiera è ambidestra. Prima dell'applicazione il Tecnico Ortopedico o il Medico curante deve posizionare e se necessario modellare la stecca volare e la stecca al 1° raggio. Il presidio viene fornito pronto per mano destra. Verificare che rimanga sempre una elasticità residua per non provocare stasi.

- 5) Note per l'applicatore: per l'applicazione sulla mano sinistra invertire la posizione della stecca volare.

NOTE ED AVVERTENZE

Dispositivo medico di Classe I, fabbricato dalla Contel S.r.l. nella sua sede Strada delle Brigole, 46 23877 paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva 93/42 CE.

Per l'utilizzo di questo dispositivo è consigliabile consultare un tecnico ortopedico od il medico curante per evitare ogni contro indicazione. Il giusto funzionamento del tutore e conseguente ad una corretta applicazione. Si consiglia l'utilizzo personale del prodotto. In caso di malfunzionamento rivolgersi al proprio riveditore di fiducia o contattare direttamente Contel S.r.l.. L'azienda non risponde in caso di uso improprio

USER GUIDE

Art. PK08

VOLAR WRIST BRACE FOR THE CONTROL THE 1° METACARPO-PHALENGEAL JOINT

Thank you for choosing NewellMed synonym of quality and competence in orthopedic field. Please read the following instruction carefully for a correct use of the product.

THERAPEUTIC INDICATIONS

Recommended in post-operative management, in general instabilities and to control wrist movements

PRECAUTIONS FOR USE

-Position the support without exerting too much pressure and avoiding the application on injured or excessive swelling.

-For any question, please contact the Orthopaedic Technician.

-It's not recommended to wear the support near open flames

-It is recommended to replace the device when there is wear or tear, even partial

MAINTENANCE

-hand washing with maximum temperature 30° using mild soap.

-Don't bleach.

-Don't iron.

-Dry away from direct heat sources and store in a cool place.



APPLICATION INSTRUCTION

1) Put on the support, inserting the thumb in the specific pocket. The velcro strap near fingers has to be closed.

2) Close the other velcro straps progressively from the fingers to the wrist. Adjust again the first, nearest to fingers, velcro fastenings. The support has to be adherent to the limb.

4) Ensure the stability closing the velcro strap around the wrist.

N.B. Can be used for left and right. Before applying it, the Orthopaedic technician or the Doctor have to position and, if necessary, mold the volar splint and the splint at the first metacarpo-phalangeal joint. The orthosis is supplied ready for the right hand. verify that there is a residual elasticity to prevent stasis.

5) Notes for the orthopaedic technician: invert the position of the volar splint for the application on the left hand.

NOTES AND WARNINGS

Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters in Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with Directive 93/42 CE.

For the use of this device is advisable to consult a doctor or orthopedic technician to avoid any contraindications.

The proper functioning of the brace is the result of a correct application We recommend personal use of the product.

In case of malfunction contact your local dealer or contact Contel S.r.l.. The company is not liable for misuse of the product.