

ISTRUZIONI D'USO

Art. PK24 - PK25 - PK26

GINOCCHIERA CON TOPPA - CONTROLLO ROTULEO - PATELLARE CONTROLLO TOTALE

Grazie per aver scelto NewellMed, sinonimo di qualità e competenza nel settore ortopedico. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del presidio.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Indicata per leggere instabilità rotulee - sublussazioni rotulee-condromalacie patellari

PRECAUZIONI D'USO

-Posizionare il tutore senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori.

-Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al Tecnico Ortopedico di fiducia.

-Si consiglia di indossare il dispositivo lontano da fiamme libere.

- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale.

MANUTENZIONE

-Lavaggio a mano con temperature max 30° utilizzando sapone neutro.

-Non candeggiare

-Non stirare

-Asciugare lontano da fonti di calore e conservare in luoghi freschi



APPLICAZIONE

- 1) Indossare la ginocchiera avendo l'accortezza di ripiegare la parte siliconata antiscivolo e tirare il tutore con entrambe le mani con presa alla coscia.
- 2) Centrare il foro sulla rotula.
- 3) Inserire il semi anello rotuleo secondo le indicazioni terapeutiche. Per mod. PK26 tensionare i tiranti di controllo sul semianello.
- 4) Per togliere il dispositivo ripiegare la parte siliconata e far scorrere il tutore verso il basso
N.B. Verificare che rimanga sempre una elasticità residua per non provocare stasi.

NOTE ED AVVERTENZE

Dispositivo medico di Classe I, fabbricato dalla Contel S.r.l. nella sua sede Strada delle Brigole, 46 23877 paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva 93/42 CE.

Per l'utilizzo di questo dispositivo è consigliabile consultare un tecnico ortopedico od il medico curante per evitare ogni contro indicazione. Il giusto funzionamento del tutore e conseguente ad una corretta applicazione. Si consiglia l'utilizzo personale del prodotto. In caso di malfunzionamento rivolgersi al proprio riveditore di fiducia o contattare direttamente Contel S.r.l.. L'azienda non risponde in caso di uso improprio

USER GUIDE

Art. PK24 - PK25 - PK26

KNEE BRACE WITH PATELLAR PATCH - PATELLAR CONTROL - PATELLAR WITH TOTAL CONTROL

Thank you for choosing NewellMed synonym of quality and competence in orthopedic field. Please read the following instruction carefully for a correct use of the product.

THERAPEUTIC INDICATIONS

Advisable in case of shoulder instabilities, osteoarthritis, rheumatoid arthrosis and hemiplegia

PRECAUTIONS FOR USE

-Position the support without exerting too much pressure and avoiding the application on injured or excessive swelling.

-For any question, please contact the Orthopaedic Technician.

-It's not recommended to wear the support near open flames

-It is recommended to replace the device when there is wear or tear, even partial

MAINTENANCE

-hand washing with maximum temperature 30° using mild soap.

-Don't bleach.

-Don't iron.

-Dry away from direct heat sources and store in a cool place.



APPLICATION INSTRUCTION

- 1) Put on the knee brace folding the part with the non-slip silicon part and pull the brace with both hands.
- 2) The hole has to be placed at the centre of the patella
- 3) Insert the patellar semi-ring following therapeutic indications. For model PK26 adjust the control tie-rods on the semi-ring.
- 4) Take off the support folding again the silicon part.

N.B. Verify that there is a residual elasticity to prevent stasis.

NOTES AND WARNINGS

Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters in Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with Directive 93/42 CE.

For the use of this device is advisable to consult a doctor or orthopedic technician to avoid any contraindications.

The proper functioning of the brace is the result of a correct application We recommend personal use of the product.

In case of malfunction contact your local dealer or contact Contel S.r.l.. The company is not liable for misuse of the product.